

ELMER MFG100

BRUGEVJELEDNING



1 STK – BRUGT: SN: 84121359 (MFG100-ÖVE)

APPLIKATORER: 2 Spoler/Ringe \varnothing 50 cm (MFG100-50 og MFG100-25)

MAGNETSYRKE: Spole \varnothing 50: 1,5 mT (15 Gauss) Spole \varnothing 25: ____ mT / (____ Gauss)

FREKVENSER: 1 - 9999 Hz (**Sweep:** Nederste 1 - 999 Hz Øverste: 1 – 9999)

MAGNET-BØLGEFORM: Sinus-Renfrequens

MULTITERAPI: N / S skiftevis og valgbart

PROGRAMMER: 38 forudindstillede Programmer og manuel Programmerbar

BEHANDLINGSTID: 1 – 98 min. 99 min. = uden stop

PRIS: DKK 24.500 €3.265

Pulserende Magnetisk felterapi - naturlig og uden bivirkninger

Endelig har menneskeheden et apparat til sin rådighed, som du kan behandle dine sygdomme med kan helbrede naturligt. Det være sig nedslidning af bevægeapparatet eller vævssygdomme, herunder arterielle sygdomme, immundefekt, allergier og migræne.

Pulserende Magnetfelt Terapi hjælper blandt andet ved

1. Hovedpine og Migræne
2. Hvirvelsøjleproblemer
 - Akutte inflammatoriske led sygdomme
 - Slidgigt i knæ- og hoftelid
3. Knoglehelingsforstyrrelser og knoglebrud i forbindelse med efterbehandling. Tiden for sammenvoksning af knogler reduceres som regel med det halve. Implantater gror hurtigere og bedre fast
4. Søvnforstyrrelser. Psykovegetativt syndrom, overanstrengelsessyndrom, hyper kinetisk hjertesyndrom og lignende psykosomatiske lidelser og reaktiv depression
5. Vejrfølsomhed. Humørstabilitet, kredsløbsstabilitet, klimatiske lidelser, migræne, bronkial astma, overaktiv skjoldbruskkirtel
6. Problemer indenfor alle gigt-sygdomme
7. Organiske lidelser
 - Allergier
 - Multipel Sklerose
 - Immundefekt
 - Fordøjelsesforstyrrelser
 - Hjertesvigt og -problemer
 - Kredsløbsforstyrrelser
 - Menstruationsproblemer
 - Gigt og Artrose
 - Polyarthritis - betændelse i alle led
 - Fibromyalgi
 - Nyresygdomme (akutte og kroniske)
 - Hukommelses- og indlæringsvanskeligheder
 - Atrofi af musklerne, Muskelsvind
 - Bi- og Pandehulebetændelser
 - Mellemørebetændelse
 - Tennisalbue
 - Stofskifteforstyrrelser
 - Åbne sår på fødder og ben, også sværthelende

8. Alle slid af led i skelet (akut og kronisk)

9. Hurtigere heling af

- Knoglebrud
- Osteoporose
- Ledbåndssygdomme
- Rygsøjlesmerter
- Trigeminiusnerve Problemer
- Ansigtsslammelser
- Sår (svært helende)
- Tandbehandlinger
- og meget mere

Adskillige læger og fysioterapeuter kan bekræfte dette. Overbevis dig selv, succes er garanteret.

KONTRAINDIKATION

Må ikke anvendes ved pacemaker, ung diabetes, graviditet, lungetuberkulose, alvorlig hjertesygdom, akutte blødninger, svampeinfektion.

BETJENING AF SINUS MFG 100

Generel indstilling af manuelle Programmer

Betydning af de enkelte taster

0-9 anvendes til forudindstillede Programmer og til input af manuelle indstillinger af Tid (Zeit), Frekvens (Frequenz) og Styrke (Kraft).

* = Udvælg et Program

* = Stop et Program

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

= Input og bekræft et input

= Start en behandling

1. Programvalg

Ved at trykke på * 1 gang kan med tasterne 1 til 38 vælges et af de 38 forudindstillede Programmer, og det kan startes ved at trykke på enter-tasten # 2 gange.

Ønskes der at ændres på forud-indstillingerne bruges nedenstående muligheder:

2. Behandlingens varighed

Hvis du vil ændre en forudindstillet værdi før start, vises det andet menupunkt ved at trykke på * to gange:

Tid - værdier fra 1 - 98 minutter kan indstilles.

Den indstillede værdi accepteres med #.

Bemærk: Hvis du indtaster 99 minutter, er enheden indstillet til kontinuerlig drift!

3. Valg af frekvens

Ved at trykke på * tre gange kan du indstille frekvensen i det 3. menupunkt. Værdier fra 1 Hz til 9999 Hz er mulige. Her sættes frekvensen til en konstant værdi. Værdien accepteres med #.

4. Variabel frekvens

Efter at have trykket på * tasten fire gange, kan området for den variable udgangsfrekvens indstilles.

Du bliver derefter bedt om startfrekvensen. Den kan indstilles fra 1 til 999 Hz. Værdien accepteres ved at trykke på #. Nu spørges stopfrekvensen. Den kan indstilles fra 1 til 9999 Hz. Værdien accepteres som normalt ved at trykke på #.

5. Udgangsamplitude

Ved at trykke på * fire gange, giver det 5. menupunkt dig mulighed for at indstille kraften konstant.

Indtastningen sker i princippet som i 2. menupunkt. Indstillingsområdet er dog fra 1 til 99 % af den maksimale udgangsspænding! Den indstillede værdi accepteres igen med #.

6. Variabel udgangsamplitude

Efter at have trykket på * seks gange, bliver du spurgt om INTU = nedre grænse for kraften (= 1 til 99 %). Efter bekræftelse med # bliver du bedt om INTO = øvre grænse for kraften (= 1 til 99 %). Denne accepteres derefter ved at trykke på #.

7. Polaritet

Den sidste indtastning er at indstille polariteten af magnetfeltet. Efter at * tasten er blevet trykket for 7. gang, kan et polariseret magnetfelt genereres ved at indtaste 1. Nordpolen af magnetfeltet genereres på den side af spolen, hvor forsyningskablet ender i spolen. Sydpol, som er vigtig til terapeutiske formål, genereres på den side, der vender væk fra kabelforbindelsen.

8. Start af behandling

Hvis du endelig ønsker at starte terapiforløbet, gøres dette ved at trykke på Start = # igen (# knap har 2 funktioner).

Behandlingsforløbet kan stoppes til enhver tid ved at trykke på *-tasten.

Værdier kan nu ændres eller et andet forud Programmeret Program og efter tryk på Start # kører Programmet igen.

Ved SWEEP (= køre en frekvens fra lille frekvens til større frekvens) skal det bemærkes, at den indtastede stopfrekvens er større end startfrekvensen, ellers bliver du bedt om start og stop igen.

Det samme gælder, når du indstiller en variabel kraft. Også her skal INTO være større end INTU.

9. Bemærkninger til betjening

En glat, jævn overflade skal bruges som base for magnetfeltgeneratoren for at muliggøre passende ventilation.

Hvis MFG100-enheden opvarmes for meget på grund af utilstrækkelig ventilation eller andre omstændigheder, lyder der en advarselstone, og displayet rapporterer fejlen. Apparatet skal slukkes, ventes på at køle af, luftventilationen eventuelt frigøres, og den kan tændes igen efter disse foranstaltninger.

Enheden må under ingen omstændigheder åbnes og manipuleres indeni. Indeni er der netspændingsførende dele, som kan være dødelige ved berøring!!!

Derudover kan elektronikken blive beskadiget, og en eksisterende garanti udløber automatisk ved manipulation.

Hvis det er nødvendigt, er den eneste foranstaltning, der skal træffes, hvis enheden ikke fungerer, at udskifte netsikringerne på bagsiden af enheden ved Schuko-stikket. Udskiftningssikringer er 0,8A T 5x20.

Tilslutningen til vekselstrømsnettet skal foretages med en intakt Schuko-stikdåse, så de beskyttende foranstaltninger inde i apparatet er effektive! Som med alle elektriske enheder med en beskyttende jordforbindelse, skal FI-afbryderen installeret i husets sikringsboks være for at enheden kan fungere korrekt.

Derudover må tilslutningen kun foretages med det medfølgende 3-leder kabel eller et strømkabel af samme konstruktion.

Betydning af de enkelte taster

0-9 anvendes til forudindstillede Programmer og til input af manuelle indstillinger af Tid (Zeit), Frekvens (Frequenz) og Styrke (Kraft).

* = Udvælg et Program

* = Stop et Program

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

= Input og bekræft et input

= Start en behandling

Sådan startes et forudindstillet Program op

1. Monter applikator foran i MFG 100
2. Monter strømkabel bag på til MFG 100
3. Tænd for strøm bag på MFG 100
4. Tryk knap *
5. Tryk Programnummer (1-38) med knapperne 0-9
6. Bekræft med tryk på knap #
7. Læg eller sæt dig tilrette i applikatoren
8. Tryk knap # for at starte Programmet
9. Behandlingen er færdig, når MFG 100 afgiver en beep-lyd

Betydning af de enkelte taster

0-9 anvendes til forudindstillede Programmer og til input af manuelle indstillinger af Tid (Zeit), Frekvens (Frequenz) og Styrke (Kraft).

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

* = Udvælg et Program

* = Stop et Program

= Input og bekræft et input

= Start en behandling

Sådan tilpasses et forudindstillet Program under opstart heraf

1. Monter applikator foran i MFG 100
2. Monter strømkabel bag på til MFG 100
3. Tænd for strøm bag på MFG 100
4. Tryk knap *
5. Tryk Programnummer (1-38) med knapperne 0-9
6. Bekræft med tryk på knap # for at bekræfte og igen på # for at starte eller ret standardværdierne på
7. TID: Tryk på knap * 2 gange og indgiv anden tid
 - 1-98 minutter
 - 99 fortsætter behandlingen uden stop

Bekræft med tryk på knap #

8. FREKVENNS konstant: Tryk på * 3 gange og indtast frekvensen
 - 1-9999 Hz

Bekræft med tryk på knap #

9. FREKVENNS variabel (SWEEP): Tryk på * 4 gange og indtast frekvensen
 - Startfrekvens F-UNT 1-999 Hz - bekræft med tryk på knap #
 - Slutfrekvens F-OB 1-9999 Hz - bekræft med tryk på knap #

10. STYRKE konstant (KRAFT konstant): Tryk på * 5 gange og indtast styrken i % af totalstyrken
 - 1-99 %

Bekræft med tryk på knap #

11. STYRKE variabel (SWEEP): Tryk på * 6 gange og indtast styrken i % af totalstyrken
 - Startstyrke K-UNT 1-99 Hz - bekræft med tryk på knap #
 - Slutstyrke K-OB 1-99 Hz - bekræft med tryk på knap #

12. POLARITET NORD/SYD: Tryk på * 7 gange og indtast
 - 1 for polaritet Nord og Syd
 - Applikator skal vendes rigtig N og S er markeret på applikator
 - Bekræft med tryk på knap #
 - Vælges 1 ikke, skiftes der mellem Nord og Syd i behandlingen og kan i mange tilfælde være en fordel.
13. Læg eller sæt dig tilrette i applikatoren
14. Tryk knap # for at starte Programmet
15. Behandlingen er færdig, når MFG 100 afgiver en beep-lyd

Indikationsliste ("alfabet")

Bemærk venligst:

Hvis den store spole er foreskrevet til indikationen, svarer dette af applikationen med magnetfeltmadrassen.

Hvis den lille spole er specificeret, bruges magnetfeltpuden. Som regel Programmerer efter 3 - 7 dage, afhængig af reaktionen steget.

Der findes også applikatorer som madrasser. Dette system indeholder 1 stor og 1 lille ringspole. Selvom en type spole anbefales, kan begge anvendes på lige fod.

Adynami svaghed i kroppen	Program 18, lille spole på halsen + 4, store spoler, sæt hovedet i spolen, derefter 17 lille spole på maven (18 styrker halshvirvelsøjlen, 4 fremmer blodcirkulationen i hjernen, 17 stimulerer fordøjelsessystemet). Denne indikation gælder kun for yngre patienter. For ældre patienter skal Program 1/syd startes først, efterfulgt af Program 4 (maveområdet). Med magnetfeltmadrassen bør patienten lægge sig på maven på madrassen.
Svaghed i kroppen Adynami	Program 18, lille spole på halsen + 4, store spoler, sæt hovedet i spolen, derefter 17 lille spole på maven (18 styrker halshvirvelsøjlen, 4 fremmer blodcirkulationen i hjernen, 17 stimulerer fordøjelsessystemet). Denne indikation gælder kun for yngre patienter. For ældre patienter skal Program 1/syd startes først, efterfulgt af Program 4 (maveområdet). Med magnetfeltmadrassen bør patienten lægge sig på maven på madrassen.
Acne hudsygdom	Program 1, 3, 10, 18 stor spole (svarer her til magnetpuden) hovedområde, maveområde 1 syd, 4 syd skal stofskiftet også behandles, se stofskifteprogram.
Immundefekt	Program 1 stort spolehovedområde, derefter Program 35 lille spole, nakken på bagsiden af spolen.
Allergi immunsvigt	Program 1 syd, stor spole på mave, derefter 33 syd, stor spole (eller pude) på hovedet; Allergi på ekstremiteterne 1 syd, 33 60% syd. Immundefekt: Program 1 stort spole hovedområde, derefter Program 35 lille spole, nakken på bagsiden af spolen.
Angsttilstande	Program 4 10% syd, eller 14 10% syd, øges med 5% hver anden dag, brug i hoved- og brystområdet. Stor spole eller pude.

Slagtilfælde Apopleksi	Brug Program 4, 3, 11, 10, 17, 18 helst syd. Behandle først let, øg afhængigt af patientens reaktion. Stor spole eller madras.
Apopleksi slagtilfælde	Brug Program 4, 3, 11, 10, 17, 18 helst syd. Behandle først let, øg afhængigt af patientens reaktion. Stor spole eller madras.
Ledbetændelse Gigt	Program 6, 7, 8, 14, først stor spole, senere lille spole. Hvis indledende forværring opstår, så foretræk Programmer 32/60%, 34/60%, 1, 2, 3 og fortsæt terapi med de førstnævnte når kroppen ikke overreagerer. Anvend et Program i ca. 3 dage inden du går videre med næste Program.
Gigt ledbetændelse	Program 6, 7, 8, 14, først stor spole, senere lille spole. Hvis indledende forværring opstår, så foretræk Programmer 32/60%, 34/60%, 1, 2, 3 og fortsæt terapi med de førstnævnte når kroppen ikke overreagerer. Anvend et Program i ca. 3 dage inden du går videre med næste Program.
Led- og Knoglelidelser kroniske Slidgigt	Program 6, 7 99%, 15 99%, 16, 18, 28 . Hvis der opstår smerter, fortsæt som ved gigt.
Knogle- og Ledlidelser kroniske Slidgigt	Program 6, 7 99%, 15 99%, 16, 18, 28 . Hvis der opstår smerter, fortsæt som ved gigt.
Slidgigt kroniske led- og knoglelidelser	Program 6, 7 99%, 15 99%, 16, 18, 28 . Hvis der opstår smerter, fortsæt som ved gigt.
Hoste eller Bronkial astma	Program 32 syd 60%, 34 syd 60%, 32 99%, 2, 7 99%, 8, senere når hosten forsvinder Behandle med Program 18 flere gange om dagen, stor spole.
Bronkial astma (eller hoste)	Program 32 syd 60%, 34 syd 60%, 32 99%, 2, 7 99%, 8, senere når hosten forsvinder Behandle med Program 18 flere gange om dagen, stor spole.
Discus-lidelser	Program 3, 10, 16, 19, 29, stor spole. Ved smerter behandles først med Program 32/syd/60% 34/syd/60% med lille spole eller pude. Når du bruger den lille spole, skal du placere åbningen på den kablesiden mod smerteområdet.
Anæmi blodmangel	Program 1, 17, 23, 30, stor spole, maveområde. Hvis der er andre lidelser udover anæmi, så foretræk Programmerne 32, 34, 1, 4, 17 først.
Anæmi blodmangel	Program 1, 17, 23, 30, stor spole, maveområde. Hvis der er andre lidelser udover anæmi, så foretræk Programmerne 32, 34, 1, 4, 17 først.

Blodtryk for højt	Program 1 syd + 35 normal uden syd, efter ca. 2 uger 1 syd + 4 normal uden syd eller 36, 4 og 12, senere stigning 14 eller 17, stort spole abdominal (maveområde) område. Tilpas terapiprogrammet til patienten!
Blodtryk for lavt	Program 32, 34, 4, 1, 17, 23, stor spole, maveområde. Der skal drikkes meget under terapien.
Brachialgi smerter i nakke og arme	Program 1, 2, 3, 4, 10, 15, 27, stor spole til smerteområde.
Nakkesmerter stråler også ud i arme Brachialgi	Program 1, 2, 3, 4, 10, 15, 27, stor spole til smerteområde.
Armsmerter stråler ud i og Nakkesmerter Brachialgi	Program 1, 2, 3, 4, 10, 15, 27, stor spole til smerteområde.
Ledsmerter kroniske	Program 10, 20, 22, 29, stor spole, abdominal (mave) region. For smerte foretrækkes Programmer 1, 2, 3, 4.
Skulderslid-problemer også kronisk hærdning af musklerne	Program 1 8 (hvis smerterne er for kraftige, så 1, 2, 3, 4, helst.) derefter 2 eller 10, 20, 30, stor eller lille spole afhængig af patientens reaktion!
Skulderspændinger også kroniske	Program 1 + 18, evt. syd, stor eller lille spole i smerteområdet.
Skulderproblemer og -lid også kronisk hærdning af musklerne	Program 1 8 (hvis smerterne er for kraftige, så 1, 2, 3, 4, helst.) derefter 2 eller 10, 20, 30, stor eller lille spole afhængig af patientens reaktion!
Muskelhærdning af skuldermuskulatur også kronisk	Program 1 8 (hvis smerterne er for kraftige, så 1, 2, 3, 4, helst.) derefter 2 eller 10, 20, 30, stor eller lille spole afhængig af patientens reaktion!
Dekubitus liggesår tryksår	Program 2, 10, 30, stor eller lille spole afhængig af patientens reaktion! Hvis der opstår smerte, så foretræk Programmer 31, 32, 1.
Liggesår Dekubitus tryksår	Program 2, 10, 30, stor eller lille spole afhængig af patientens reaktion! Hvis der opstår smerte, så foretræk Programmer 31, 32, 1.
Tryksår Dekubitus liggesår	Program 2, 10, 30, stor eller lille spole afhængig af patientens reaktion! Hvis der opstår smerte, så foretræk Programmer 31, 32, 1.
Forstuvninger Forvridninger	Program 32 syd 60%, 34 syd 60%, 1 syd, 2 syd, 3, 10, 15, 20, 22, 29, 30, lille spole lokal.

Forvridninger Forstuvninger	Program 32 syd 60%, 34 syd 60%, 1 syd, 2 syd, 3, 10, 15, 20, 22, 29, 30, lille spole lokal.
Depression	Program 35, lille spole, placer med halsen på bagsiden af spolen (hvis dette Program i starten er ubehageligt, så indskyd 31, 32, 33, 34) yderligere 4, stor spole, placer hovedet i spolen (alternativt Program 18, lille spole på halsen + 4 store spoler i hovedområdet, derefter Program 17 i maveområdet)
Dermatitis Hudsygdomme Eksem	Program 1 syd, 4, 17, 21, 23, stor spole abdominal (mave) region (til stofskifte) eller lokalt Program 10, 25. sammen med nerveprogrammet om aftenen.
Hudsygdomme Dermatitis Eksem	Program 1 syd, 4, 17, 21, 23, stor spole abdominal (mave) region (til stofskifte) eller lokalt Program 10, 25. sammen med nerveprogrammet om aftenen.
Eksem Dermatitis Hudsygdomme	Program 1 syd, 4, 17, 21, 23, stor spole abdominal (mave) region (til stofskifte) eller lokalt Program 10, 25. sammen med nerveprogrammet om aftenen.
Kredsløbsforstyrrelser	Program 32, 34, 4, 1, 3, 10, 18, 29, 30, stor spole først.
Protese fastgroning	Program 1, 3, 10, 15, 16, 20, stor spole
Endoproteseløsning	Program 1, 3, 10, 15, 16, 20, stor spole
Ødemer Dræningsprogram	Program 36, stor spole, øg med 5% styrke hver anden dag til 40%, derefter Program 14 10%, øg med 5% hver anden dag til 40%.
Dræningsprogram Ødemer	Program 36, stor spole, øg med 5% styrke hver anden dag til 40%, derefter Program 14 10%, øg med 5% hver anden dag til 40%.
Tennisalbue Epicondiylitis	Program 32 syd 60%, 34 syd 60%, 32 99%, 3, 15 40%, lille spole.
Epicondiylitis Tennisalbue	Program 32 syd 60%, 34 syd 60%, 32 99%, 3, 15 40%, lille spole.
Fedme	Program 1, 4, 16, 17, 21, 23, 30, stor spole, maveområde.
Knoglebrud	Program 32 60%, 34 60%, 32 99%, 1, 3, 10, 15, 19, 22, 29, 30, gennemgå alle Programmer tilfældigt så ofte som muligt!
Brud på Knogler	Program 32 60%, 34 60%, 32 99%, 1, 3, 10, 15, 19, 22, 29, 30, gennemgå alle Programmer tilfældigt så ofte som muligt!

Gastritis Mavekatar	Program 32 syd 60%, 34 syd 60%, 1, syd, 11 syd, stor spole Placer madrassen eller polstringen lokalt.
Mavekatar Gastritis	Program 32 syd 60%, 34 syd 60%, 1, syd, 11 syd, stor spole Placer madrassen eller polstringen lokalt.
Ansigtstrynker	Program 1, 2, 3, 10, 18, stort spolehovedområde eller pude.
Rynker også Ansigt	Program 1, 2, 3, 10, 18, stort spolehovedområde eller pude.
Vævsknude	Program 32 syd, 34 syd, 4, 11, 1, 3, 10, 18, 22, 29, 30, stor eller lille spole afhængig af reaktionen, der må ikke ske forværring af smerte under terapi!
Knude i vævet	Program 32 syd, 34 syd, 4, 11, 1, 3, 10, 18, 22, 29, 30, stor eller lille spole afhængig af reaktionen, der må ikke ske forværring af smerte under terapi!
Tumor godartet Vævsknude	Program 32 syd, 34 syd, 4, 11, 1, 3, 10, 18, 22, 29, 30, stor eller lille spole afhængig af reaktionen, der må ikke ske forværring af smerte under terapi!
Knæ slid Gonartrose	Program 32 60 %, 34 60 %, 1, 2, 3, 10, 18, 29, 30, stor spole eller pude, senere lille spole
Gonartrose slid på Knæ	Program 32 60 %, 34 60 %, 1, 2, 3, 10, 18, 29, 30, stor spole eller pude, senere lille spole
Influenza infektion ondt i Halsen	Program 23, stor spole abdominal (mave) region, halvanden time, ellers behandle med Program 12 + 13 oftere, ved ondt i halsen Program 32 60 %, 34 60 %, 3, 30%, lille spole lokalt, behandle flere gange dagligt, også for forkølelse. Fortsæt med hoste som med bronkial astma.
Halsen ondt i Influenza infektion	Program 23, stor spole abdominal (mave) region, halvanden time, ellers behandle med Program 12 + 13 oftere, ved ondt i halsen Program 32 60 %, 34 60 %, 3, 30%, lille spole lokalt, behandle flere gange dagligt, også for forkølelse. Fortsæt med hoste som med bronkial astma.
Forkølelse Influenza infektion ondt i Halsen	Program 23, stor spole abdominal (mave) region, halvanden time, ellers behandle med Program 12 + 13 oftere, ved ondt i halsen Program 32 60 %, 34 60 %, 3, 30%, lille spole lokalt, behandle flere gange dagligt, også for forkølelse. Fortsæt med hoste som med bronkial astma.
Hoste	Fremgangsmåde som ved Astma Bronkiale.
Lændrevirvel Cervikalhvirvler Rygsøjle problemer HWS LWS	Program 1, 3, 10, 18, 19, 22, 29, 30 brug helst lillespole.

Cervikalhvirvler Lændrehvirvel Rygsøjle problemer HWS LWS	Program 1, 3, 10, 18, 19, 22, 29, 30 brug helst lillespole.
Rygsøjle Cervikalhvirvler Lændrehvirvel problemer HWS LWS	Program 1, 3, 10, 18, 19, 22, 29, 30 brug helst lillespole.
Hjertesygdomme	Program 31 syd, 32 syd, 33 syd, 34 syd, 35, 4, 11, 10, 17, 18, 23, stor spole lokalt, brug gerne syd, behandler først let, øges afhængig af patientens reaktion
Hoftedessmerter	Terapiprogrammer sammen 1 + 3, 3 + 10, 16 + 20, 22 + 29, 30, stor spole, øges afhængig af velvære. Hvis de to første Programmer stadig er for stærke til at begynde med, så fortsæt som ved akutte belastninger.
Hoftenekrose Lårbenshovednekrose	Program 10, 15, 16, 20, stor spole. Hvis det første Program er for stærkt, så behandle med Program 1, 2, 3, 4 indtil videre.
Lårbenshovednekrose Hoftenekrose	Program 10, 15, 16, 20, stor spole. Hvis det første Program er for stærkt, så behandle med Program 1, 2, 3, 4 indtil videre.
Impotens	Program 10, 25, lille spole lokalt.
Iskias	Behandle Programmer sammen 34 99% + 2, 3 + 19, 29 + 30, stigning afhængigt af reaktionerne. Påfør en lille spole eller pude lokalt.
Karpaltunnelsyndrom	Program 32 99%, 33 99%, 10, 29, 30, lille spole.
Kæbelukning Kæbeklemme	Program 2, 10, lille spole.
Kæbeklemme Kæbelukning	Program 2, 10, lille spole.
Migræne Hovedpine	Program 32 syd, 36, 38, 2, 3, hovedområde eller 23 maveområde, stor spole eller pude.
Hovedpine Migræne	Program 32 syd, 36, 38, 2, 3, hovedområde eller 23 maveområde, stor spole eller pude.
Knoglesmuldring Coxarthrose	Brug Program 15, 20, 29, 30, stor spole eller pude, eller Programmer som til hoftesmerter.
Coxarthrose Knoglesmuldring	Brug Program 15, 20, 29, 30, stor spole eller pude, eller Programmer som til hoftesmerter.
Lændesmerter	Program 37, 3, 10, 18, 19, 20, 23, stor spole eller pude. Er Programmet 37 for stærk til begyndelsen, brug derefter

	Programmerne 31, 32, 33, 34 hver med en effektindstilling på 60% - 99%.
Leverinsufficiens	Brug Program 31, 32, 33, 34, 35, 4, 11, 14, alle med syd. Stort spole abdominal (mave) område. Et Program skal bruges i 7 dage ad gangen, medmindre patienten får en ubehagelig reaktion. Hvis dette er tilfældet, så fortsæt terapien med det næste lavere Program med halvdelen af tiden. Først når denne ubehagelige reaktion forsvinder, kan Programmet og tiden øges igen.
Lumbago Lænd	Program 2, 10, 19,29,30.
Lænd Lumbago	Program 2, 10, 19,29,30.
Ødemer Lymfatisk forstoppelse overbelastning	Program 31, 32, 33, 34, 35, 4, 11 stor spole også rækkevidde.
Lymfatisk forstoppelse overbelastning ødemer	Program 31, 32, 33, 34, 35, 4, 11 stor spole også rækkevidde.
Migræne Hovedpine	Program 32 syd, 4, 1, 3, 7 99%, 10, 18 hovedområde eller polstring, Program 38, 23, 12 maveområde. (Program 3, halvanden time har vist sig meget godt.)
Migræne Hovedpine	Program 32 syd, 4, 1, 3, 7 99%, 10, 18 hovedområde eller polstring, Program 38, 23, 12 maveområde. (Program 3, halvanden time har vist sig meget godt.)
Morbus Bechterew rygsøjlesygdom	Program 2, 37, 10, 19, stor spole.
Rygsøjlesygdom Morbus Bechterew	Program 2, 37, 10, 19, stor spole. HERTIL
Bechterew rygsøjlesygdom	Program 2, 37, 10, 19, stor spole.
Sudeks sygdom	Program 15, 25, stor spole. Hvis disse er for stærke til at begynde med, så fortsæt som med Bechterews sygdom.
Multipel Sclerose (MS)	Program 31 syd, 32 syd, 33 syd, 34 syd, 35 syd, hovedområde og abdominal område stor spole. Ved overfølsomhed eller alvorlige reaktioner skal du bruge de samme Programmer som ved nervesygdomme.
Myositis (muskelforbening)	Program 2, 10, 14, stor spole.
Nefritis (betændelse i nyrerne)	Program 35, 4, 36, senere afhængig af patientens reaktion 11 + 12, 14 + 12, stor spole.

Nefrose (krympning af nyrerne)	Program 14, 15, 26, stor spole. Anvend først Programmerne som for nefritis.
Nervesygdomme / Parkinsons	Program 31, 10% syd, hver 2. dag øges med 5% til 60%, gentag processen med følgende Programmer, Program 32, 33, 34, 35, altid syd (se også tillægget om særlige nerveProgrammer).
Neuralgi (irritation af en nerve)	Program 2, 10, 14, 15, 19, 29, 30, stor spole eller pude.
Neurodermatitis	Program 1 syd, 4 syd, 17 syd, 21 syd, 23 syd stort spole abdominal område, yderligere.
Forstoppelse, Obstipation	Program 1 syd + 4, 16, 17, 21, 23, 30, stor spole i maveområde.
Osteoporose	Program 10, 16, 20, 22, 29, 30, stor spole. Hvis det indledende Program bringer for stærke reaktioner, så fortsæt som for hoftesygdomme indtil videre. Stor spole eller pude.
Parese (delvis lammelse)	Program 3, 10, 23, 30, stor spole indtil videre.
Fantom smerter	Program 2, 10, 29, stor spole
Polyarthrit	Program 2, 6, 8, 10, 15, 16, 18, start med en stor spole, senere med en lille spole, hvis smerterne bliver for kraftige, så fortsæt med Programmet som ved akutte belastninger.
Prostatitis	Program 1, 3, 10, stor spole, senere lille spole eller pude.
Pseudarthrose (tilsyneladende slid på leddene)	Program 10, 20, 22, 29, stor spole eller pude.
Psykos	Program 35 syd, 4-syd, stort spolehovedområde.
Gigt (akut)	Program 2, 7, 8, 10, 15, start med stor spole, senere lille spole.
Gigt (kronisk)	Program 15, 20, 22, stor spole, abdominal region. Hvis det indledende Program er for stærkt, såsom akut gigt eller belastninger, fortsæt akut.
Søvnforstyrrelser	Program 32 syd 60%, 33 60% syd, 35 60% syd, stort spolehovedområde.
Smerter i benene	Program 3299%, 9, 10, 18, 30, stor spole eller pude.
Bihulebetændelse (nasal sinus suppuration)	Program 35 syd, 4, 1, 3, 7 99%, 10, 18, stor spole eller pude.
Stofskifteforstyrrelser	Program 1 syd + 4, 16, 17, 21, 23, 30, stor spole, abdominal region.

Trigeminusneuralgi (ansigtsnervelammelse)	Program 32 syd 60%, 34 syd 60%, 2, 10, 22, 29, 30 lille spole.
--	--

Anbefalinger til mere målrettede anvendelse

Hjertesygdomme:	Start med Program 35 som specificeret. Forøgelse afhængig af trivsel. Der må ikke komme ubehagelige reaktioner. Hvis Program 35 er for stærkt til begyndelsen, indsæt venligst Program 34, eller 33, eller 32 eller 31 først og derefter igen fortsætte behandlingen efter det angivne Program, hvis patienterne føler velvære med disse Programmer.
Hoftesygdomme:	Som specificeret, ellers 1 +3, hvis disse stadig er for alvorlige, bedes du Programmere som for akutte stammer 33 99%, 34 60% syd og 32 60% syd. Det samme gælder osteoporose, rygsmerter, iskias og lænde samt alle degenerative ledsygdomme. Hvis de givne Programmer er for stærke til at starte med, så fortsæt altid efter Programmet for akutte belastninger og vælg det næste lavere Program.
Nervesygdomme:	Hvis der opstår særligt følsomme nervereaktioner, så øg venligst 31 syd 10% hver 2. dag op til 5% (1,2,3,4,5%).
Vær særlig opmærksom på:	Alvorlig hjertesygdom, højt blodtryk, nervesygdom, nyresygdom, akut leversygdom, karcinom og gastritis. I tilfælde af disse sygdomme skal det respektive Program for de specifikke sygdomme kan tages, før mere potente terapier såsom knogleslid, hofteslid eller lignende knogledegeneration kan tages.

Program 29+30 bør heller ikke bruges indtil videre, hvis en af de ovennævnte sygdomme belaster kroppen for meget.

Efter ca. 2-3 uger kan du så andre organer behandles.

Disse anbefalinger kan dog kun anvendes på MFG 100 fra Elmer.

--

Oversat af Akupunktør og Energibehandler Kurt Jürgensen fra de foreliggende Tyske dokumenter.

Helse-Stuen Løgumkloster
Mellemgade 2a, DK-6240 Løgumkloster
www.helse-stuen.dk mail@helse-stuen.dk
Mob. +45 4033 3175